

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam117A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

Número de artículo: CM0020526

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a FAM117A, una proteína inducida por C/EBP, y está validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata, lo que lo convierte en la opción ideal para estudiar la función proteica en diversos contextos de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAM117A Rabbit pAb
Especie	Humano
ID del gen (humano)	81558
ID del gen	81558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-240 de la proteína FAM117A humana (NP_110429.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C073
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo