

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fanci Para Wb, Elisa - Q9Nvi1

Número de artículo: CM0030172



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FANCI humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para investigación de reparación del daño del ADN, anemia de Fanconi y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FANCI
Observaciones/Alias	KIAA1794; FANCI
Especie Reactividad	Humano
ID del Gen (Humano)	55215
ID del Gen	55215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1061-1328 de FANCI humano (NP_001106849.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVI1
Peso Molecular Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo