


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxl2 Para Wb Y Elisa - Q9Ukc9

Número de artículo: CM0016723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FBXL2 humano (FBL2/FBL3), apto para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre proteólisis mediada por ubiquitina, regulación del ciclo celular y señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBXL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBL2; FBL3; FBXL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25827
GeneID	25827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-240 de la FBXL2 humana (NP_036289.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKC9
Peso molecular de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo