

## Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxl5 Para Wb, Elisa - Q9Uka1

Número de artículo: CM0029812



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a FBXL5 (proteína 5 de repeticiones F-box/LRR). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en homeostasis del hierro, sistema ubiquitina-proteasoma y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | FBXL5 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)               | 26234                                                                                                                            |
| GeneID                        | 26234                                                                                                                            |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de FBXL5 humano (NP_036293.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS                         | Q9UKA1                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 79kDa                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                   |