


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

Número de artículo: CM0027177



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo detecta FBXO7 en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. FBXO7 es una proteína F-box involucrada en la ubiquitinación y la mitofagia, con un peso molecular predicho de 59 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FBXO7
Observaciones/Alias	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
Especies	Humano
GeneID (Humano)	25793
GeneID	25793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 353-522 de FBXO7 humano (NP_036311.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3I1
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo