

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxw5 Para Wb, Elisa - Q969U6

Número de artículo: CM0028987

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FBXW5 humano validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la proteína 5 que contiene repeticiones F-box/WD (64 kDa), un componente de reconocimiento de sustrato de los complejos ligasa E3 de ubiquitina SCF y DCX, ideal para investigación en ubiquitinación, ciclo celular y duplicación de centriolos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXW5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Fbw5; FBXW5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54461
ID del Gen	54461
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 184-566 de FBXW5 humano (NP_061871.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q969U6
Peso Molecular de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo