


Anticuerpo Policlonal Anti-Fcgr2A Para Wb, If-P, Elisa - P12318

Número de artículo: CM0015369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FCGR2A humano (CD32), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la fagocitosis mediada por receptores Fc y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCGR2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2212
GeneID	2212
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 34-316 de FCGR2A humano (NP_001129691.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12318
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo