

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Pesada De Ferritina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02794

Número de artículo: CM0004856

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Cadena Pesada de Ferritina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a FTH1, una proteína clave de almacenamiento de hierro con actividad ferroxidasa. Adecuado para estudios de autofagia, homeostasis del hierro y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolymAb® de Conejo contra la Cadena Pesada de Ferritina
Observaciones/Alias	FHC; FTH; HFES; PLIF; FTHL6; PIG15; Cadena Pesada de Ferritina
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2495
GenelD	2495
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de la Cadena Pesada de Ferritina humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo