

Anticuerpo Policlonal Anti-Fggy Para Wb, Elisa - Q96C11

Número de artículo: CM0013991

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana que contiene el dominio de quinasa de carbohidratos FGGY. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de fosforilación de D-ribulosa y reparación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGGY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FGGY
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55277
GeneID	55277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la FGGY humana (NP_060761.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96C11
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo