


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fhl2 Para Wb, Elisa - Q14192

Número de artículo: CM0004702



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FHL2 humano, validado para WB y ELISA.

Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

Ideal para estudiar la regulación transcripcional, la apoptosis y la biología muscular. Q14192.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FHL2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2274
GeneID	2274
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-260 del FHL2 humano (Q14192).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14192
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo