

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fhl5 Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - Q5Td97

Número de artículo: CM0008455



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad contra FHL5 humano (ACT), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la espermatogénesis y la regulación transcripcional específica de los testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FHL5 Rabbit mAb
Observaciones/alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Especie	Humano
GeneID	9457
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 162-284 de FHL5 humano (NP_065228.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q5TD97
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo