

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fhl5 Para Wb, Elisa - Q5Td97

Número de artículo: CM0017070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FHL5 humano (ACT), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta FHL5 humano y de ratón. Ideal para estudios de espermatogénesis y actividad transcripcional de CREM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FHL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Especie	Humano
GeneID	9457
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-284 del FHL5 humano (NP_065228.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5TD97
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo