

Anticuerpo Policlonico Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Número de artículo: CM0014537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la fibronectina humana para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata; diseñado para la investigación sobre adhesión celular, motilidad y biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fibronectina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2335
GeneID	2335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2169-2355 de la fibronectina humana (NP_002017.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02751
Peso Proteico	272kDa
Envío	Bolsa de hielo