


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Filaggrina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Número de artículo: CM0009865



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado dirigido a la filaggrina humana (FLG, 435 kDa) para IF-P, IHC-P y ELISA. La filaggrina agrega filamentos de queratina durante la diferenciación epidérmica, esencial para la investigación de la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Filaggrina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2312
GeneID	2312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-288 de la FLG humana (NP_002007.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20930
Peso de la proteína	435 kDa
Envío	Bolsa de hielo