

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fkbp12 Para Wb Y Elisa - P62942

Número de artículo: CM0003046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra FKBP12 humana, validado para WB y ELISA. Específico para humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de TGF-beta, plegamiento de proteínas y receptor de rianodina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-FKBP12 de conejo
Observaciones/Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2280
ID del gen	2280
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 29-108 de FKBP12 humana (P62942)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62942
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo