

Anticuerpo Policlonal Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O75955

Número de artículo: CM0030451



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Flotilina-1, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta la Flotilina-1 humana, de ratón y de rata (47 kDa). Ideal para investigación de caveolas y balsas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Flotilina 1 pAb de conejo
Notas/Alias	FLOT1
Especie	Humana
ID del Gen	10211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-427 de la Flotilina 1 humana (NP_005794.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	O75955
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo