


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flvr2 Para Wb Y Elisa - Q9Upi3

Número de artículo: CM0029402



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FLVCR2 validado para WB y ELISA. Reconoce FLVCR2 humano y de ratón (CCT/SLC49A2), un transportador de colina/etanolamina y hemo crucial para la función de la barrera hematoencefálica y la termogénesis mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FLVCR2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CCT; EPV; PVHH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55640
GeneID	55640
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FLVCR2 humano (NP_060261.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPI3
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo