


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fmrp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06787

Número de artículo: CM0004303



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra FMRP humano, validado para western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del síndrome X frágil y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FMRP Conejo mAb
Observaciones/Alias	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2332
GeneID	2332
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FMRP humano (Q06787).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06787
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo