

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fndc5 Para Wb, Elisa - Q8Nau1

Número de artículo: CM0023092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FNDC5 validado para WB y ELISA. Reacciona con especies humana y de rata. Dirigido contra la proteína 5 que contiene el dominio tipo III de la fibronectina (irisina), una hormona clave inducida por el ejercicio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FNDC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FRCP2; irisina; FNDC5
Especie	Humana
GeneID (humano)	252995
GeneID	252995
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 113-212 de la FNDC5 humana (NP_715637.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q8NAU1
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo