

Anticuerpo Policlonal Anti-Fopnl Para Wb, Elisa - Q96Nb1

Número de artículo: CM0024205

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a FOPNL (proteína centrosomal 20) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado para muestras humanas y de ratón, ideal para la investigación de cilios y centrosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOPNL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	123811
GeneID	123811
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-100 de FOPNL humano (NP_653201.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96NB1
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo