

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55317

Número de artículo: CM0024426



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FOXA1 humano (HNF3A/TCF3A), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de los factores pioneros y la señalización de receptores hormonales en investigación sobre desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNF3A, TCF3A, FOXA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3169
GeneID	3169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 263-472 de FOXA1 humano (NP_004487.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55317
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo