

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxm1 Para Wb, If-P, Elisa - Q08050

Número de artículo: CM0019755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FOXM1, validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta FOXM1 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 29-128 de FOXM1 humano. Ideal para investigación sobre el ciclo celular, reparación del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2305
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-128 de FOXM1 humano (NP_068772.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08050
Peso de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo