

Anticuerpo Policlonal Anti-Fshb Para Wb, Elisa - P01225

Número de artículo: CM0016695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FSHB humano para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación en biología reproductiva y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	FSHB pAb de conejo
Observaciones/Alias	HH24; FSHB
Especie	Humano
GeneID (humano)	2488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-129 de FSHB humano (NP_000501.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P01225
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo