

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fto Para Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

Número de artículo: CM0018709



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo FTO detecta el FTO humano, de ratón y de rata (dioxigenasa dependiente de alfa-cetoglutarato). Validado para WB, IP, ELISA. Se dirige a la desmetilasa de ARN asociada a la masa grasa y la obesidad para estudios de epitranscriptómica y adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FTO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79068
GeneID	79068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 327-504 del FTO humano (NP_001073901.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0B1
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo