


Anticuerpo Policlonal Anti-Fyb Para Wb, Elisa - 015117

Número de artículo: CM0016252



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FYB humano (proteína 1 de unión a FYN), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización de las células T y la remodelación del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FYB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2533
ID del gen	2533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 678-829 de FYB humano (NP_001456.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O15117
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo