

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabrd Para Wb, Elisa - O14764

Número de artículo: CM0024062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GABRD humano (subunidad delta del receptor GABA(A)), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación sobre inhibición GABAérgica tónica, regulación del sueño y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABRD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Especie	Humano
GenelD (humano)	2563
GenelD	2563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-248 de GABRD humano (NP_000806.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14764
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo