

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gal3St4 Para Wb Y Elisa - Q96Rp7

Número de artículo: CM0026059

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GAL3ST4 humano (galactosa-3-O-sulfotransferasa 4) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar vías de sulfatación en glicoproteínas O-ligadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GAL3ST4
Observaciones/Alias	GAL3ST-4; GAL3ST4
Especie	Humano
ID del Gen	79690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-486 de GAL3ST4 humano (NP_078913.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RP7
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo