

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Galactosidasa Alfa (Gla) Para Wb, If/Icc, Elisa - P06280

Número de artículo: CM0023347



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la Galactosidasa alfa (GLA) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Peso molecular de la proteína: 49kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Galactosidasa alfa (GLA) pAb de conejo
Observaciones/Alias	GALA; Galactosidasa alfa (GLA)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2717
ID del Gen	2717
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-429 de la Galactosidasa alfa humana (Galactosidasa alfa (GLA)) (NP_000160.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06280
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo