

Anticuerpo Policlonal Anti-Galns De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P34059

Número de artículo: CM0026419



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa (GALNS) humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GALNS humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de enfermedades de depósito lisosomal, incluida la mucopolisacaridosis IVA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-GALNS
Observaciones/Alias	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Especie	Humana
ID del Gen	2588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 353-522 de la GALNS humana (NP_000503.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P34059
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo