


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gatm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50440

Número de artículo: CM0027948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GATM humano (glicina amidinotransferasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de creatina y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Especie	Humano
GeneID	2628
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 38-423 de GATM humano (NP_001473.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50440
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo