

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Número de artículo: CM0016271

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GCAT humano (ligasa de coenzima A de 2-amino-3-cetobutirato) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Diana mitocondrial involucrada en la síntesis de glicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KBL; GCAT
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23464
ID del gen	23464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-419 de GCAT humano (NP_055106.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75600
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsas de hielo