

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gclm Para Wb Y Elisa - P48507

Número de artículo: CM0016602

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la GCLM humana (subunidad modificadora de la glutamato-cisteína ligasa). Validado para WB y ELISA, detecta GCLM en muestras humanas y de ratón. Herramienta esencial para la investigación de la biosíntesis del glutatión y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCLM Conejo pAb
Observaciones/Alias	GLCLR; GCLM
Especie	Humano
GeneID	2730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de la GCLM humana (NP_002052.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48507
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo