


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gcsh (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

Número de artículo: CM0009170



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GCSH de alta especificidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la GCSH humana (P23434), una proteína H del sistema de escisión de glicina mitocondrial involucrada en el metabolismo de la glicina y la lipoilación. Ideal para investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GCSH
Observaciones/Alias	GCE; NKH; GCSH
Especie	Humano
ID de gen	2653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-173 de la GCSH humana (NP_004474.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P23434
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo