

Anticuerpo Policlonal Anti-Gdi1 Para Wb Y Elisa - P31150

Número de artículo: CM0025152

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GDI1 humano (inhibidor de disociación de GDP de Rab alfa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con GDI1 humano y de ratón. Ideal para estudiar la regulación de proteínas Rab, el tráfico de membranas y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GDI1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2664
GeneID	2664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 188-447 de GDI1 humano (NP_001484.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31150
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo