

Anti-GLDC Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23378

Número de artículo: CM0009874



Introducción

Anti-GLDC Rabbit PolymAb® de alto rendimiento validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Se dirige a la glicina deshidrogenasa mitocondrial para estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLDC Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	GCE; GCSP; HYGN1
Especie	Humano
ID de gen	2731
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-749 de GLDC humano (NP_000161.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23378
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo