

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glra2 Para Wb Y Elisa - P23416

Número de artículo: CM0014074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GLRA2 humana (subunidad alfa-2 del receptor de glicina). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y sinapsis inhibitorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLRA2 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	GLR; MRXSP; GLRA2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2742
GeneID	2742
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-420 de GLRA2 humana (NP_002054.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23416
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo