


Anticuerpo Policlonal Anti-Glrx3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 076003

Número de artículo: CM0012889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLRX3 humano (PICOT, GRX4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige al factor de ensamblaje de clústeres hierro-azufre citosólico involucrado en la regulación de la hipertrofia cardíaca y la maduración de la hemoglobina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLRX3 pAb Conejo
Observaciones/Alias	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Especie	Humano
GeneID (humano)	10539
GeneID	10539
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-335 de GLRX3 humano (NP_001186797.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	076003
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo