


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Glucosilceramidasa Beta (Gba) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04062

Número de artículo: CM0002024



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Glucosilceramidasa beta (GBA) humana validada para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para la investigación sobre el metabolismo de los lípidos lisosomales y la enfermedad de Gaucher.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Glucosilceramidasa beta (GBA) mAb de Conejo                                                                                                |
| Observaciones/Alias | GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasa beta (GBA)                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID de Gen (Humano)  | 2629                                                                                                                                       |
| ID de Gen           | 2629                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 437-536 de la Glucosilceramidasa beta (GBA) humana (P04062) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                               |
| SWISS               | P04062                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |