


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glut1/Slc2A1 Para Wb Y Elisa - P11166

Número de artículo: CM0014499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al transportador de glucosa humano GLUT1/SLC2A1. Validado para western blot y ELISA, adecuado para estudiar el transporte de glucosa, el metabolismo cerebral y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUT1/SLC2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6513
GeneID	6513
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-400 del GLUT1/SLC2A1 humano (NP_006507.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11166
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo