


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glut3/Slc2A3 Para Wb, Ip, Elisa - P11169

Número de artículo: CM0008474



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GLUT3/SLC2A3 de alta calidad validado para WB, IP, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Dirigido al transportador de glucosa facilitado GLUT3 (P11169) con un peso molecular de 54 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GLUT3/SLC2A3
Observaciones/Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6515
ID del Gen	6515
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GLUT3/SLC2A3 humano (P11169).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11169
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo