


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glut4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número de artículo: CM0008277



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GLUT4, validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC-P y ELISA. Reacciona con GLUT4 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre diabetes y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GLUT4
Notas / Alias	GLUT4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6517
ID del gen	6517
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 410-509 de GLUT4 humano (NP_001033.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14672
Peso de la proteína	55 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo