


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glicoforina A (Gypa) Para Wb Y Elisa - P02724

Número de artículo: CM0021151



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GYPa humana (Glicoforina A, CD235a, glucoesialoproteína MN). Validado para WB y ELISA. Proteína principal de la membrana eritrocitaria, porta antígenos del grupo sanguíneo MN y actúa como receptor para el VHA y P. falciparum. Peso molecular: ~16 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	GYPa Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPa
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2993
GeneID	2993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-91 de la GYPa humana (P02724).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo