


Anticuerpo Policlonal Anti-Glyr1 Para Wb, Elisa - Q49A26

Número de artículo: CM0025623



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLYR1, validado para Western blot (WB) y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biología de la cromatina, remodelación de nucleosomas y regulación de la expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLYR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
Especie	Humano
ID del Gen	84656 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-270 de GLYR1 humano (NP_115958.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q49A26
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo