

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gna15 Para Wb, Elisa - P30679

Número de artículo: CM0024358

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNA15 humano (subunidad alfa-15 de la proteína G), adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización de GPCR en células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNA15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2769
ID del Gen	2769
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-374 de GNA15 humano (NP_002059.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P30679
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo