

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnas Para Wb Y Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Número de artículo: CM0028960

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GNAS humana, validado para Western blot y ELISA. Detecta múltiples isoformas de GNAS, incluyendo Gs-alfa y NESP55, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de transducción de señales y neuroendocrinología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAS Rabbit pAb
Notas/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	2778
ID del gen	2778
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de GNAS humana (P63092).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Peso de la proteína	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Envío	Bolsa de hielo