

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - A8Mtj3

Número de artículo: CM0021521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GNAT3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la cadena alfa-3 de la gustducina implicada en la transducción gustativa y la detección de azúcares intestinales. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDCA; HG1E; GNAT3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	346562
ID del gen	346562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-130 de GNAT3 humano (NP_001095856.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	A8MTJ3
Peso molecular de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo