

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gnb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Número de artículo: CM0010726



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-GNB2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con GNB2 humano, de ratón y de rata, una subunidad beta de proteína G involucrada en la señalización transmembrana. Ideal para la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-GNB2
Observaciones/Alias	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2783
ID de Gen	2783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 del GNB2 humano (P62879)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62879
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo