

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62879

Número de artículo: CM0029304



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GNB2 humana (subunidad beta 2 de la proteína G). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización por proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNB2 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2783
ID del gen	2783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 de la GNB2 humana (NP_005264.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62879
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo