

Anticuerpo Policlonal Anti-Gng3 Para Wb, Elisa - P63215

Número de artículo: CM0025696

Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal Anti-GNG3 de conejo validado para WB y ELISA. Detecta la proteína GNG3 humana con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de membrana y proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNG3 Rabbit pAb
Notas/Alias	HG3D; GNG3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2785
ID del gen	2785
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P63215
Peso de la proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo