

Anticuerpo Policlonal Anti-Gngt2 Para Wb Y Elisa - O14610

Número de artículo: CM0027658

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-GNGT2 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta GNGT2 humano y de ratón, una subunidad gamma de proteína G involucrada en la señalización transmembranal. Ideal para investigación en transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNGT2 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2793
GeneID	2793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-69 de GNGT2 humano (NP_113686.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O14610
Peso Molecular	8kDa
Envío	Bolsa de hielo